

SWIFT

WWW.ROTAID.COM




 **ROTAID™**
AED CABINETS

ROTAID SWIFT


CATÁLOGO

La Rotaid Swift es una innovadora vitrina para DEAs que asegura un almacenamiento sostenible y reconocible para su equipo DEA. La forma característica y el color verde la hacen muy fácil de ser encontrada y reconocida, siendo a la vez una apariencia de alta calidad. Un rápido giro a la izquierda abre la vitrina en un instante.


La gran ventana frontal, con un logo de DEA bien visible, ofrece una visión completa del desfibrilador y su indicador.




Una alarma opcional de 90dB asegura que el DEA está bien protegido



Una repisa ajustable permite colocar cualquier tipo de DEA.



La sólida placa de acero trasera permite la instalación en cualquier superficie y ofrece una alta calidad.



La Swift se abre mediante un intuitivo giro que quita la tapa por completo y permite un acceso cómodo y rápido al DEA.

Dimensiones

Longitud **43,5 cm** Anchura **36,6 cm** Profundidad **21 cm** Peso **4,5 kg**