

GP'S EB06.009

Bolsa sanitaria ligera



Bolsa ligera diseñada para transportar material sanitario. Su distribución interna tipo panel facilita la localización de los materiales de una forma rápida y precisa. Dado su tamaño compacto y versatilidad, es ideal para otros propósitos como la fisioterapia o las visitas domiciliarias.

Características

- Asa acolchada con cierre de velcro
- Tirantes de mochila ocultos
- Cremallera con cierre para candado
- Base reforzada
- Bolsillo frontal con dos bolsillos de gran capacidad y un panel de gomas elásticas
- Distribución interior tipo panel
- Bolsillo interno plano
- Dos bolsillos internos planos, de rejilla y con cremallera
- Ampulario isotérmico para 43 ampollas

Datos técnicos

- **Medidas:** 40 x 21 x 25 cm
- **Capacidad:** 19,95 L
- **Peso:** 1.22 kg
- **Material:** 600D Poliéster. Lavable
- **Color:** Gris y turquesa
- **Contenido máximo recomendado:** 3,5 kg

Puntos clave

- Material antidesgarrable, resistente y ligero

websites

 ELITE BAGS

 MILITARY

 EMERGENCY'S™

tee-uu

social media

